

Neuroflexion V.1. Firmware und Software Information

Firmware Information

Alle Neuroflexion V.1. Geräte, die im Jahr 2022 verschickt werden, haben folgende Firmware:

Neurosphere V.1

Software Information

Die Neuroflexion Software wurde gebaut, um ein einfaches und intuitives Neurofeedback-Training zu ermöglichen.

Die Neuroflexion App kann im Demomodus und mit einem Profil ausgeführt werden.

Im ersten Schritt kann der Nutzer eine präferierte Zeitangabe für das Training machen und seine präferierten Töne, die er während des Trainings hört, einstellen.

Anschließend findet eine Kalibrierung statt.

Danach startet das Neurofeedback Training.

Jedes Mal, wenn der Nutzer sich mit seinen Hirnwellen einem Zustand von innerer Ruhe, Entspannung und/oder Meditation nähert, hört er ein positives akustisches Feedback als Belohnung.

Durch das direkte und ständige Feedback während des Trainings, lernt der Nutzer die Zustände von innerer Ruhe, Entspannung und/oder Meditation intuitiver und mit mehr Leichtigkeit hervorzurufen, sowie diese Zustände länger aufrechtzuerhalten.

Nach jedem Training erhält der Nutzer eine grafische Auswertung von seinem Training.

Nähere Informationen befinden sich in der Neuroflexion App und im Handbuch.